



Lente de contacto desechable mensual diseñada para todos los públicos con un sistema patentado de fabricación individualizado de micro-precisión de moldeo. Donde cada detalle cuenta. Ideal para los usuarios más dinámicos y desenfadados.




## CARACTERÍSTICAS



- Más a medida** Micro-precisión apta para todos los públicos.
- Más cómodo** Hidrogel de alto rendimiento (55%).
- Visión activa** Adaptada a tu ritmo de vida.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	<b>Hidrogel Filcon IV 1 55%</b>		
Dk	<b>19</b>		
TINTE MANIPULACIÓN	<b>SÍ</b>		
		Rango de parámetros	Pasos
DIÁMETRO (mm)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙	<b>14.40</b> <b>14.30</b>	
RADIO BASE (mm)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙	<b>8.70</b> <b>8.60</b>	
ESFERA (D)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙	<b>+8.00 a -10.00</b> <b>+6.00 a -8.00</b> <b>+10.00 a -10.00</b> <b>+10.00 a -10.00</b>	<b>0.25</b> +6.00 a -6.00; <b>0.50</b> +8.00 a +6.00, -6.00 a -10.00 <b>0.25</b> +4.00 a -6.00; <b>0.50</b> +6.00 a +4.00, -6.00 a -8.00 <b>0.25</b> +4.00 a -6.00; <b>0.50</b> +10.00 a +4.00, -6.00 a -10.00 <b>0.25</b> +4.00 a -6.00; <b>0.50</b> +10.00 a +4.00, -6.00 a -10.00
CILINDRO (D)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	<b>-0.75 a -2.75 NOVEDAD!</b> <b>-0.75 a -5.75</b>	<b>0.50</b> <b>0.50</b>
EJE (°)	⊙ ⊙ ⊙ ⊙	<b>Todos</b> <b>Todos</b>	<b>10°</b> <b>10°</b> Cil -0.75 a -2.75; <b>5°</b> Cil -3.25 a -5.75
ADICIÓN (D)	⊙ ⊙ ⊙	<b>Low – High</b>	
MULTIFOCAL – DISEÑO	⊙ ⊙ ⊙	<b>CD – CN</b>	



# DISEÑO LENTES XTENSA



El diseño de la lente es variable en función de la potencia.

- \*Basado en Esf -3.00
- \*\*Basado en Esf -3.00 Cil -2.75
- \*\*\*Basado en Esf -3.00 Ad HIGH

¿Es un Profesional de la Visión?

Pida online en [www.markenny.com](http://www.markenny.com) a través de **MyEnnovy**, o contáctenos para comenzar a trabajar con nosotros.

CD & CN			
Miopes - Hipermetropes bajos		Hipermetropes > +0.75D	
Ojo Dominante	Ojo No-Dominante	Ojo Dominante	Ojo No-Dominante
CD: centro lejos	CN: centro cerca	CN: centro cerca en ambos ojos	

[www.markenny.com](http://www.markenny.com)